


Hyalur

Biologiczny kwas hialuronowy

Wstęp

U pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów dochodzi do znaczącego pogorszenia właściwości viskoelastycznych mazi stawowej. Prowadzi to do mechanicznego obciążenia stawu oraz zwyrodnienia chrząstki stawowej, co wywołuje ograniczenie ruchomości stawu i powoduje ból. Smarujące i pochłaniające wstrząsy właściwości produktu leczniczego Hyalur przyczyniają się do złagodzenia dolegliwości bólowych i poprawiają ruchomość stawu. Efekt ten może utrzymywać się przez kilka miesięcy po cyklu terapii złożonym z 3 iniekcji dostawowych¹.



Właściwości i zalety

- Znacznie zmniejszone ryzyko alergii — wysokiej jakości kwas hialuronowy produkowany w procesie biofermentacji (bez materiałów pochodzenia zwierzęcego)
- Gwarancja oryginalności — hermetycznie zamknięty twardy blister
- Łatwa obsługa — stabilny tłok z masywną końcówką
- Bezpieczeństwo iniekcji — stała siła iniekcji w trakcie stosowania

Wskazania do stosowania

Wyrób jest stosowany u ludzi do wstrzykiwania do stawów kolanowych w celu przywrócenia naturalnych viskoelastycznych właściwości mazi stawowej (visko-suplementacja). Wyrób jest wskazany do stosowania w leczeniu bólu i ograniczenia ruchomości w następstwie zwyrodnieniowych lub urazowych zmian w obszarze stawu kolanowego.

Najważniejsze informacje

- 1 % (10 mg hialuronianu sodu / ml)
- 1600 kDa, nieusieciowany
- Objętość 2 ml
- Produkt nie pochodzi od zwierząt

Wyjątkowa jakość

Produkt leczniczy Hyalur to wysokiej jakości kwas hialuronowy. Wyrób medyczny jest produkowany zgodnie z normami europejskimi w oparciu o normy określone w Farmakopei Europejskiej.

Mechanizm działania

Proponowany efekt terapeutyczny

- Procesy zapalne — działanie przeciwzapalne: hamuje ekspresję interleukiny 1 β i powiązaną syntezę metaloproteinaz oraz reaktywnych gatunków tlenu²
- Zwyródnienie chrząstki — działanie chondroprotektoryjne: ogranicza apoptozę chondrocytów, nasilając jednocześnie ich proliferację oraz syntezę proteoglikanów i glikozaminoglikanów²
- Niska jakość mazi stawowej — poprawa jakości mazi stawowej: sprzyja naturalnym procesom produkcji HA, ogranicza tarcie i chroni poprzez pochłanianie wstrząsów²

Informacje do zamówień

Opis	Numer katalogowy
Hyalur	37227



Piśmiennictwo

1. Maheu et al, Comparative efficacy and safety of two different molecular weight (MW) hyaluronans F60027 and Hylan G-F20 in symptomatic osteoarthritis of the knee (KOA). Results of a non inferiority, prospective, randomized, controlled trial. Clin Exp Rheumatol. 2011; 29(3):527–35 (Dane zebrano z wykorzystaniem kwasu hialuronowego porównywalnego z produktem leczniczym Hyalur).
2. Przegląd zamieszczono w publikacji Altman i wsp. BMC Musculoskeletal Disorders (2015) 16:321. (Dane zebrano z wykorzystaniem kwasu hialuronowego porównywalnego z produktem leczniczym Hyalur).